

Come prendere le misure della tua Biancheria:

In questa pagina troverai una piccola guida che ti aiuteranno a prendere correttamente le misure per la tua Nuova Biancheria per la Casa.

Seguendo le nostre istruzioni, avrai modo di acquistare Biancheria perfetta per le dimensioni del tuo Letto.

Come misurare il tuo Lenzuolo Sotto con Angoli

- **Misura la Larghezza da lato a lato del Materasso**

Seleziona la tua misura nell'opzione Larghezza. Aggiungi 5cm in più se vuoi prevenire eventuali restringimenti. *Se il tuo materasso è largo 160cm, seleziona LL 165cm.

- **Misura la Lunghezza da Testa a Piedi del Materasso**

Seleziona la tua misura nell'opzione Lunghezza. Aggiungi 5cm in più se vuoi prevenire eventuali restringimenti. *Se il tuo materasso è lungo 190cm, seleziona LL 195cm.

- **Misura lo spessore del Materasso**

Seleziona il range di misure che comprende la tua misura, nell'opzione Altezza. *Se il tuo materasso è alto 18cm, seleziona "da 16 a 20cm"

Come misurare il tuo Lenzuolo Sopra

- **Misura la Larghezza da lato a lato del Materasso**

Fatto? Bene, supponiamo che sia 160cm.

- **Misura l'Altezza totale del Letto**

Dalla superficie materasso a terra (esempio 60cm). Somma ora le due misure: $160+60+60\text{cm}=280\text{cm}$.

- **Stabilisci la Caduta Laterale del Lenzuolo**

Se vuoi che il lenzuolo arrivi a 10cm dal pavimento avrai: $280\text{cm}-10-10=260\text{cm}$ LL. La lunghezza del lenzuolo è sempre 300cm (misura fissa).

Come misurare il tuo Copripiumino

- **Se non possiedi un piumone**

Stabilisci quanti cm di caduta dare al tuo piumone. Generalmente circa 45cm per parte in larghezza e 10cm in più rispetto al materasso in lunghezza. Esempio: Larghezza $160\text{cm}+45+45$. Lunghezza $190\text{cm}+10$. *Piumone 250x200cm - Copripiumino 255x205cm

- **Se possiedi un piumone**

Seleziona per le misure del copripiumino, 5cm in più rispetto alle misure del piumone. *Piumone 250x200cm - Copripiumino 255x205cm

Cos'è la Patella?

- **La patella è**

la porzione di Copripiumino vuota da inserire sotto il materasso ai piedi.

- **La patella può**

essere da 40, 50 o 60cm e si somma alla lunghezza del copripiumino. Se scegli lunghezza TP 205cm e modello Patella da 40cm il tuo Copripiumino avrà una lunghezza totale di 245cm.

-